


Microscopio inteligente BeaverLAB

DDL-M1/M1A Instrucciones para el uso



Busque y descargue la aplicación "Beaver Point" en App Store o Google Play para su uso principal.



Androide



iOS


Utilizar el código QR para descargar la APP

Contenido

1. Antepresentación del producto.....	01
2. Advertencias para el uso	02
3. Cómo usar el microscopio	03
3.1 Instrucciones para la instalación del microscopio	03
3.2 Encendido del microscopio	06
3.3 Instrucciones para el uso de la base del microscopio	11
4. Accesorios e instrumentos	16
5. Garantía	17

1 Anteprima del producto

Gracias por haber adquirido el microscopio Beaver M1A, de nuevo denominado "microscopio". Vi preghiamo di leggere atentamente este manual prima dell'uso e di conservarlo correctamente. No utilizar el microscopio senza prima sapere come use.




2 Advertencias para el uso


- Preghiamo di leggere atentamente este manual y di usarlo correctamente.
- Prestate attenzione alla protezione della parte dell'obiettivo del microscopio, assicuratevi diappare l'obiettivo dopo l'uso per evitare il deposito di polvere o corpi estranei.
- Este microscopio se puede utilizar con la mano liberada o se puede insertar en la base. Atención prestada a todos forza dell'inserimento nello stativo per evitare di danneggiare i componenti.
- Quando prepare i vetrini per le osservazioni, preste atención a todas las posiciones y colocalarli il più lontano possibile sotto il centro della lente; Esto se debe a que evitaremos problemas en la mesa del fuoco.

3 Cómo usar el microscopio

3.1 Estructura del microscopio




Cuerpo del microscopio




Base del microscopio

Instrucciones para la instalación del cuerpo del microscopio


1. Retire el tapón de la lente del microscopio.




2. Il cinturino deve essere posizionato sul retro; la scanalatura deve essere allineata con la fessura



3. Tenete la base con una mano, inserta el cuerpo del microscopio en vertical dentro del foro del estativo.



4. Inserte el cuerpo del microscopio fino en fondo (il cilindro regolabile deve risultare completamente libero).



Ambiente operativo



Utilice el microscopio en ambientes con temperatura entre 10° y 45°C.




Evitar el baño microscopio con agua, beber o líquidos corrosivos.



Tenete el microscopio largo de las fuentes de calor, libera llamas, gas explosivo o inflammbili.



Evite que la suciedad entre en el interior del microscopio o su lente.




Evitalo microscopio venga urtato o colpito.

A baja temperatura, la capacidad operativa de la batería puede resultar ridotta.


En caso de comportamiento anómalo del microscopio, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica (correo electrónico: tecnico.optica@auriga.it) para recibir información y soporte eventual.

Instrucciones de carga




Indicador luminoso

- Cuando el cuerpo del microscopio es casi descargado, el indicador de la batería a luz azul lámpara rápidamente;
- La luz rosa siempre se accede cuando el microscopio está en la carga y se conecta cuando el microscopio está en la carga.



Indicador luminoso

- Quando la base del microscopio è casi descarga el indicador de la batería lámpara de color rojo;
- La luce rossa è sempre se accede cuando la base è en carga, la luz verde es accesible cuando la base es completamente carga.



Mi⁺ posible recuperarse
microscopio col tuo caricatore
del teléfono inteligente, computadora o
Banco de energía.



El tiempo de recarga no
Debe superar los 12 ores por
evitar comprometerse
duración de la batería.

- Durante la rica rica è possibile notare un leggero calore nel corpo e nella batteria del microscopio, tale comportamento è del todo normale.


Condiciones de conservación


- Riponete il microscopio in a luogo fresco ed asciutto per l'uso quotidiano, evite la exposición a la luz solar.
- Evitate di riporre il microscopio in luoghi in cui vi è rischio di caduta, che possano causare danni all'obiettivo o al microscopio, nonché altri danni irreparabili.

3.2 Accensión del microscopio

Instrucciones de funcionamiento de la parte superior

Primero utilice el microscopio para asegurarlo con sal y colocarlo en una mesa.





Pulsador de acceso del microscopio
Tenere premuto 3 Secondi per accendere/spengnere il microscopio.



Presa del microscopio
Utilizza la presa per la carica o connessione al software per PC.



Pulsante de regulación de intensidad luminosa
Haga clic para regular la intensidad luminosa (+/-).



Pulsador zoom digital
Aumentar el zoom



Pulsador zoom digital
Disminuir el zoom



Conexión de energía/WiFi indicador


Quando la batteria è quasi scarica, la luce blu lampeggia rapidamente; quando si carica la luce rossa è sempre accesa. La luz azul siempre se accede cuando el wifi está conectado correctamente y se enciende cuando el wifi no está conectado.

Accensione e spegnimento del microscopio


- Mantenga presionado el pulsador central cada 3 segundos y el indicador luminoso bajo el pulsante y el LED inferior del microscopio si iluminador; Esto significa que el microscopio está accesorio.
- Mantenga presionado el pulsador central durante 3 segundos y el indicador luminoso bajo el pulsante y el LED inferior del microscopio si spegneranno; Este dolor significativo en el microscopio está gastado.


(Nota: Non dimenticate di apporre il tappo sull'obiettivo del microscopio dopo lo spegnimento)

Regolazione dell'ingrandimento del microscopio



Regolazione dell'ingrandimento del microscopio

-  Sentido antiorario: ingrandimento (+)

-  Sentido orario: ridiculización (-)

Nota: Ci sono due modi per variare ingrandimenti mantenendo il cilindro rotante alla stessa distanza: ruotando su e giù la manopola dello stativo o premendo i tasti di zoom digitale presenti sulla parte superior del cuerpo del microscopio; El grandimento Massimo Ottenibile è di 800 X.

Instrucciones de uso:

1. Tenete la parte superior del microscopio en una mano con la parte anterior delle dita all'interno della cinghia para evitar que cada uno.

2. Acérquese al microscopio.




3. Escanee el código QR que aparece debajo descargar la aplicación, aprítela y collegate la rete WIFI genera dal microscopio.



Androide




iOS



Haga clic en el enlace

Haga clic en aceptar

5. Apunta el microscopio hacia arriba
Campeón de la conservación.




4. Rimuovete il copriobiettivo.



6. Ruotate il cilindro di messa a fuoco ed
Osserva la pantalla de tu smartphone o
tableta. A quell punto potete regolare zoom e
messa di fuoco.



3.3 Instrucciones para el uso de la base del microscopio



① Reglamentación de Manopla Interruptor/luminosidad

En sentido orario per acendere e regolare la luminosità della finestra di osservazione, in senso antiorario per attenuare la luminosità e spegnere.



② Manopola regla de colores

En sentido orario per acendere e regolare il colore della finestra di osservazione in sequencia: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola, in senso antiorario per regolare il colore della finestra e spegnere



Finestra para la observación

Viene iluminada por el iluminador inferior.



Portavelas magnético

Blocca i vetrini per osservare i campioni.



Manopola de escorrenfia

Regula la altura del microscopio en alto ed in basso per raggiungere diversi agrandamientos.



Puerta de alimentación

La base viene caricata tramite interfaccia di tipo-C.


Accensione e spignimento de la base del microscopio

- Gire la manopola de regulación de la luminosidad superior en sentido orario y sienta un clic; la finura de observación sostenida si se ilumina, lo que significa que la base del microscopio está accesible
- Gire la manopola de regulación de la luminosidad superior en sentido antiorario y sienta un clic; La finura de la observación sostenida si se detecta, lo que significa que la base del microscopio está gastada.


(Nota: Dopo che la base del microscopio è stata gastada assicuratevi di chiudere il corpo del microscopio con il tappo copriobiettivi.)

Instrucciones de uso:

1. Posicione el microscopio en una superficie lisa para evitar vibraciones o caídas.




2. Accendete el cuerpo cilíndrico del microscopio e La base.




3. Escanee el código QR que aparece debajo descargar la aplicación, aprítela y colégate la red WIFI genera dal microscopio.




4. Regolate la manopla de scorrimento del microscopio di modo ché la lente del tubo si trovi ad una altezza apropiada per consentire una osservazione agevole del campione.



5. Posizionate il campione da osservare sul pannello inferiore e centratelo sulla finestra di osservazione. (IL VETRO DI LA COBERTURA DEBE SER VOLVIDA VERSO ALTO.)



6. Ruotate la manopla di messa a fuoco ed observe la pantalla de su dispositivo; ruotate lentamente la manopla para cercare il miglior ingrandimento. (Regolate l'altezza di Observaciones para variar los ingredientes.)



Uso de los hermavets




Fermavetrini

Bloquear los vetrini para osservar los campioni

Nota:

- El clip fornite suena de tipo magnético y funciona solo se posiciona correctamente en sus relaciones relativas.
- El fondo y la base del clip de fijaje del campione devono essere puliti regolarmente para evitare
La absorción de otras sustancias metálicas.

Uso del panel



retículo

Posición del centro del campo

escala

Misura delle dimensioni del campione

Nota:

- Il pannello di osservazione deve essere pulito regolarmente per evitare macchie di olio o altre macchie, che potrebbero compromettere l'esperienza osservativa.

Descrizione de las funciones de regulación de la luz de la ventana de observación

- Regolate con attenzione la luminosità per mettere in risalto specifiche caratteristiche dei contorni e dei dettagli de los campeones.
- La luce di colore diversa può comportare una resa cromatica diversa al campione; una resa cromatica appropriata avrà un migliore effetto sulle osservazioni.

4 Accesorios e instrumentos


- Punto general



1x cable de datos



2x clip de sujeción



10x campioni biológicos


● De lujo



1x cable de datos




2x clip de sujeción



10x campioni
biológicos



10x gafas de sol y
coprivetrino
(coprivetrini: possono essere di forma rotunda o
quadrata)




2X Discursos de
Pietri



Pinza



Conta-
Gocce




Porta accesorios



Escotilla de recogida de campeones



3x bochas



Un libro de ciencias
(No se vende por separado)



Un cuadro para anotar las
observaciones

5 garantía

Duración de la garantía

AURIGA cubre 24 meses de garantía por diferencias en los materiales/lavorazione/función del uso normal del producto. La durata della garanzia ha decorrenza dalla data indica sulla prova di acquisto.

Servicio de Asistencia Técnica

Para hacer las funciones de los productos, asegúrese de ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica. all'indirizzo tecnico.ottica@auriga.it.

Límites de garantía

- Manutenzione non autorizzata, uso improprio, cadute, negligenza, abusi, inclusione di liquidi, incidenti, altre operazioni improprie, alteración de etiqueta/segni anticontraffazione;
- Termine del periodo di garanzia;
- Danni causati da forza maggiore;
- Decadimento delle prestazioni del prodotto e dei suoi accessori a causa di motivi umani.



Androide



iOS

Escanear el código QR para descargar la APP Escanear el código QR para descargar la APP

Microscopio inteligente BeaverLAB

Modelo: DDL-M1/M1Pro

Medidas: 18,2 x 12,19 x 14,9 cm

Peso: Aproximadamente 558 gr

Batería de certificación : KT2017-00382 YU101485-21001

Voltaje: DC5V — —

Numero de certificaciones: RR-BvT-DDL-M1

Capacidad de la batería: aproximadamente 700 mAh.

Base 2000 mAh

Productor: Beaver Technology (Shenzhen) Co., Ltd Correo electrónico: service@dangdangli.com Dirección: Parque industrial de ciencia y tecnología de Changxing, comunidad de Changzhen, calle Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen, China Fabricado en China